



Tedis Mobil Uygulama Kullanım Kılavuzu

Hasta

Oluřturulma tarihi: 2026-08-01

İçindekiler

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Giriş Ekranı | 9. Cihazlar |
| 2. Bugün | 10. Bekleyen Uyarılar |
| 3. Gözlemler | 11. Sohbetler |
| 4. Gözlem Formu | 12. Profil Detayları |
| 5. Görsel Kaynak Seçimi | 13. Ayarlar |
| 6. Warfarin | 14. Sorun Bildir |
| 7. Haftalık Doz Şeması Detayı | 15. Hakkında |
| 8. İlaç Programı | |

ADIM 1

Giriş Ekranı

Tedis mobil uygulamasını açtığınızda karşınıza çıkan ilk ekrandır. Hekiminizin size verdiği kullanıcı adı (e-posta) ve şifre ile giriş yaparsınız. Şifrenizi unutursanız "Şifremi Unuttum" bağlantısıyla e-posta üzerinden sıfırlayabilirsiniz.



Giriş Yap

[Şifremi unuttum](#)

v260705.0.0 (260705)

ADIM 2

Bugün

Uygulamayı açtığınızda karşınıza çıkan ana ekrandır. Üstteki kartta son INR değeriniz, ölçüm tarihi ve bir sonraki kontrol tarihiniz görünür. Altında, bugün almanız gereken ilaçlar (dozu, ne zaman ve nasıl alınacağı, varsa hekim notuyla birlikte) listelenir; ilacı aldığınızda "Aldım" butonuna dokunarak işaretlersiniz — bu kayıt hekiminizin ilaç uyumunuzu takip edebilmesi için kullanılır.

☰

Bugün

Son INR

2.50

23.06.2026

Sonraki kontrol

📅 04.08.2026

Bugünkü ilaçlar

VARFARİN 5 MG TABLET, 50
ADET
5.0 mg (1 tam tablet) · Akşam,
yemekten sonra (tok karnına) alınız.
Hekim notu: Test ilaç planlama

Aldım

📅

Bugün

📄

Gözlemler

👤

Warfarin


💬

Sohbetler

ADIM 3

Gözlemler

INR, kilo, tansiyon gibi kaydettiğiniz tüm ölçümlerin geçmişini zaman sırasına göre gösterir. Sağ alttaki "Gözlem Ekle" butonuyla yeni bir ölçüm girebilir, bir kayda dokunarak detayını görebilirsiniz. Bu ekrandaki veriler hekiminizin gördüğü verilerle birebir aynıdır.



ADIM 4

Gözlem Formu

Yeni bir ölçüm eklerken karşınıza çıkan form; cihaz durumunuza göre ilgili alanlar (INR, tansiyon, kilo, boy veya VAD cihaz parametreleri) gösterilir. "Görsel Ekle" ile driveline (kablo çıkış yeri) fotoğrafınızı da ekleyebilirsiniz — bu, hekiminizin yara bölgesini uzaktan takip edebilmesini sağlar.

<

Gözlem Formu

DEBİ

WATT

RPM

PI

INR

SİSTOLİK BASINÇ

DİASTOLİK BASINÇ

KİLO

BOY

 Görsel Ekle

 Kaydet

ADIM 5

Görsel Kaynak Seçimi

"Görsel Ekle" butonuna dokunduğunuzda açılan seçim penceresi; fotoğrafı doğrudan kamerayla çekmek veya galerinizden seçmek arasında karar vermenizi sağlar. Uygulama, net olmayan fotoğraflar için sizi önceden uyarır.

<

Gözlem Formu

DEBİ

WATT

RPM

PI

INR

SİSTOLİK BASINÇ

DİASTOLİK BASINÇ

KİLO

BOY

Görsel Ekle

Kamera

Galeri

ADIM 6

Warfarin

Hekiminizin size tanımladığı warfarin planını gösterir: ilaç adı, haftalık doz dağılımı, hedef INR aralığınız ve bir sonraki kontrol tarihiniz. Haftalık doz şeridine dokunarak hangi gün ne kadar alacağınızı (ve varsa "almayın" olarak işaretli günleri) ayrıntılı görebilirsiniz. Unutmayın: dozunuzu her zaman hekiminiz belirler, uygulama size yalnızca hatırlatır.

Warfarin Tedavisi

< **Ağustos 2026** 2 Hafta >

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Tedavi Listesi

Akşam, yemekten sonra (tok karnına) alınız.
Hekim notu: Test ilaç planlama

VARFARİN 5 MG TABLET, 50
ADET
5.0 mg (1 tam tablet)

Aldım

Haftalık Doz Şeması Haftalık Toplam: 35 mg

PZT	SAL	ÇAR	PER	CUM	CTS	PZR
5	5	5	5	5	5	5

Bugün Gözlemler Warfarin Sohbetler

ADIM 7

Haftalık Doz Şeması Detayı

Warfarin ekranındaki haftalık doz şeridine dokunulduğunda açılan alt sayfa; haftanın her günü için mg ve tablet cinsinden planlanan dozu ve haftalık toplamı gösterir. Bugünün günü vurgulanır, doz alınmaması gereken günler ayrıca belirtilir.

Warfarin Tedavisi

< **Ağustos 2026** 2 Hafta >

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Tedavi Listesi

Akşam, yemekten sonra (tok karnına) alınız.
Hekim notu: Test ilaç planlama

VARFARİN 5 MG TABLET, 50
ADET
5.0 mg (1 tam tablet)

Aldım

Haftalık Doz Şeması

Pazartesi	5 mg (1 tam tablet)
Salı	5 mg (1 tam tablet)
Çarşamba	5 mg (1 tam tablet)
Perşembe	5 mg (1 tam tablet)
Cuma	5 mg (1 tam tablet)
Cumartesi	5 mg (1 tam tablet)
Pazar	5 mg (1 tam tablet)

Haftalık Toplam: 35 mg

ADIM 8

İlaç Programı

Warfarin dışında düzenli kullandığınız diğer ilaçların (tansiyon, kalp yetmezliği ilaçları vb.) planını ve "aldım" olarak işaretlediğiniz geçmiş alım kayıtlarınızı gösterir.

İlaç Programı

< Ağustos 2026 2 Hafta >

Pzt	Sal	Car	Per	Cum	Cmt	Paz
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Tedavi Listesi

Bugün

Gözetimler

Warfarin

Sohbetler

ADIM 9

Cihazlar

Size takılı VAD cihazının (tip, seri no, konum, kayıt tarihi) bilgilerini gösterir — bu bilgi hekiminiz tarafından girilir, siz yalnızca görüntüleyebilirsiniz.

≡

Cihazlar

Sağ

Aktif

📱

HEARTMATE III
HEARTMATE 3

#

MLP_9999
Seri No

📅

12/7/2026
Cihaz Takılma Zamanı

🕒

20 Gün
Cihaz Takılı Kalma Süresi

📄

Test amaçlı ikinci cihaz ve cihaz
kurumu seçimi
Açıklama

Sol

Pasif

📱

HEARTWARE
HEARTWARE

#

MLP-00000
Seri No

📅

Bugün

📄

Gözlemler

👤

Warfarin

💬

Sohbetler

ADIM 10

Bekleyen Uyarılar

Sizinle ilgili henüz işleme alınmamış klinik uyarıları (ör. aralık dışı bir gözlem değeri) listeler. Uyarı yoksa yeşil bir onay işaretiyle "Bekleyen uyarı yok" mesajı görürsünüz; bu, hekiminizin şu an sizinle ilgili takip etmesi gereken açık bir durum olmadığı anlamına gelir.



Bekleyen Uyarılar




Bekleyen uyarı yok

ADIM 11

Sohbetler

Hekiminiz veya kurumunuzla birebir yazışabileceğiniz sohbet ekranıdır. Bu kanal, acil olmayan kısa sorular ve bilgilendirmeler için kullanılır — acil durumlarda her zaman doğrudan sağlık kuruluşunuzla iletişime geçmelisiniz.



ADIM 12

Profil Detayları

Adınız, soyadınız, kayıtlı olduğunuz kurum, e-posta ve telefon numaranız gibi hesap bilgilerinizi salt-okunur olarak gösterir. Bu bilgilerde bir değişiklik gerekiyorsa kurumunuzla iletişime geçmeniz gerekir.

≡

Profil Detayları

Adı

App Test

Soyadı

User

Kurum

TEST KURUMU

E-posta

tedis@heartsapiens.art

Telefon

+90(555)555555

 Bugün

 Gözlemler

 Warfarin

 Sohbetler

ADIM 13

Ayarlar

Anlık bildirimleri açıp kapatabileceğiniz, uygulama dilini (8 dil desteklenir) ve temayı (Açık/Koyu/Sistem) seçebileceğiniz ekrandır. En altta uygulamanın sürüm numarası görünür.



ADIM 14

Sorun Bildir

Uygulamada karşılaştığınız bir sorunu doğrudan geliştirme ekibine iletebileceğiniz formdur. Konu ve detay yazabilir, isteğe bağlı olarak bir ekran görüntüsü ekleyebilirsiniz.

☰

Sorun Bildir

Konu

Ekran Görüntüsü (Opsiyonel) 

Bildiri Detayı

Bildir

 Bugün

 Gözlemler

 Warfarin

 Sohbetler

ADIM 15

Hakkında

Uygulamanın sürüm bilgisini, geliştirici firma bilgisini ve destek/iletişim kanallarını (e-posta, web sitesi) gösteren ekrandır.



Hakkında



Tedis

v260705.0.0 (260705)

Heartsapiens Medikal Teknoloji A.Ş

Destek: info@heartsapiens.art

Web sitesi: <https://heartsapiens.com/tedis/index.html>

© 2026 Heartsapiens Medikal Teknoloji A.Ş