



Tedis Web Uygulaması Kullanım Kılavuzu

Sistem Yöneticisi (Admin)

Oluşturulma tarihi: 2026-08-01

İçindekiler

1. Gösterge Paneli
2. Bekleyen Uyarılar
3. Hastalar Listesi
4. Yeni Hasta Ekleme
5. Hasta Detay Sayfası
6. Bildirimler
7. Tanımlar — Kurum & Kuruluş
8. Tanımlar — Uygulama Sürümü
9. Tanımlar — Cihazlar
10. Tanımlar — Olaylar
11. Tanımlar — Gözlemler
12. Tanımlar — Tedavi Sonuçları
13. Tanımlar — Tedaviler
14. Kullanıcı Yönetimi
15. Yeni Kullanıcı Ekleme
16. Kayıt Defteri — Hata Logları
17. Kayıt Defteri — Tıbbi Veri Erişim Kaydı
18. YZ Etiketleme
19. Hesabım

ADIM 1

Gösterge Paneli

Admin rolüyle giriş yaptığınızda Gösterge Paneli, kurum-bazlı sınırlama olmaksızın sistemin tamamına ait rakamları gösterir: toplam Kurum Kuruluş Sayısı, toplam Hasta Sayısı ve toplam Kullanıcı Sayısı. Diğer rollerden farklı olarak burada ayrıca bir "Hata Sayısı" grafiği de yer alır; bu, sistemde oluşan API hatalarının zaman içindeki dağılımını izlemenizi sağlar. Sol menü, admin rolüne özel tüm bölümleri (Kullanıcı Yönetimi, Kayıt Defteri, YZ Etiketleme dahil) içerir.



ADIM 2

Bekleyen Uyarılar

Admin, sistemdeki tüm kurumlara ait bekleyen klinik uyarıları görebilir. Bu ekran, kurum sınırı olmaksızın sistem genelinde bir sorun olup olmadığını hızlıca kontrol etmek için kullanışlıdır — örneğin bir kurumda uyarı birikmesi, o kurumdaki bildirim akışında bir aksaklık olduğuna işaret edebilir.

**Tediz**
Tedavi İzleme Sistemi

Sürüm: 2026.08.01

Gösterge Paneli

Bekleyen Uyarılar

Hastalar

Bildirimler

YZ Etiketleme

Tanımlar

Kullanıcı Yönetimi

Kayıt Defteri

Bekleyen Uyarılar



Hasta X Hasta Y
INR

01.08.2026 12:15:42 >

Tediz © 2026 Tedavi İzleme Sistemi

[Gizlilik Politikası](#)

ADIM 3

Hastalar Listesi

Admin rolünde Hastalar ekranı, diğer rollerden farklı olarak ek bir "Kurum" sütunu içerir ve varsayılan olarak sistemdeki TÖM kurumların hastalarını listeler. Belirli bir kuruma ait hastaları görmek için "Kurum" filtresine kurum adını yazmanız yeterlidir (bu belgedeki örnekte gizlilik amacıyla "TEST KURUMU" ile filtrelenmiştir). "+ Ekle" ile herhangi bir kuruma yeni hasta kaydedebilirsiniz.

**Tediz**
Tedavi İzleme Sistemi

Sürüm: 2026.08.01

Gösterge Paneli

Bekleyen Uyarılar

Hastalar

Bildirimler

YZ Etiketleme

Tanımlar

Kullanıcı Yönetimi

Kayıt Defteri

Hastalar

[App Test](#) TR 

Hastalar

+ Ekle

Doğum Tarihi Başlangıcı

GG.AA.YYYY

Doğum Tarihi Bitişi

GG.AA.YYYY

Kurum	Kimlik No	Açıklama	Ad	Soyad	Doğum Tarihi	Uyruk	İşlemler
KURUMU							
TEST KURUMU	2222222222	Test için kurum tarafından oluşturuldu	Hasta X	Hasta Y	1988-03-31	TR	
TEST KURUMU	12345678900	Uygulama mağazaları için oluşturulmuş test kullanı	App Test	User	2000-01-01	TR	

Tediz © 2026 Tedavi İzleme Sistemi

[Gizlilik Politikası](#)

ADIM 4

Yeni Hasta Ekleme

Admin, hasta ekleme formunda diğer rollerden farklı olarak "Kurum" alanını serbestçe seçebilir — kayıt herhangi bir kuruma atanabilir. Diğer tüm alanlar (kimlik no, ad, soyad, hedef INR aralığı vb.) diğer rollerdekiyle aynıdır.

**Tediz**
Tedavi İzleme Sistemi

Sürüm: 2026.08.01

Gösterge Paneli

Bekleyen Uyarılar

Hastalar

Bildirimler

YZ Etiketleme

Tanımlar

Kullanıcı Yönetimi

Kayıt Defteri

Hasta Detay Sayfası

App Test TR

Geri

Yeni Hasta

Değişikliklere İzin Ver

Kurum

TEST KURUMU

Kimlik No

Ad

Soyad

E-posta

Tel

Doğum Tarihi

Cinsiyet

Uyruk

Hedef INR Aralığı

Açıklama

Tediz © 2026 Tedavi İzleme Sistemi

Gizlilik Politikası

Hasta Detay Sayfası

Admin, herhangi bir kurumdaki herhangi bir hastanın detay sayfasına erişip düzenleyebilir. Bir hastanın kurumu değiştirilmek istendiğinde ("kurum devri") sistem ek bir onay penceresi gösterir: bu işlemin hastanın izlem/bildirim sorumluluğunu yeni kuruma taşıyacağı, eski kurumun bir daha bu hastaya erişemeyeceği ama geçmiş klinik kayıtların (gözlem, tedavi, program) korunacağı açıkça belirtilir. Bu, admin rolüne özel, hassas ve geri dönüşü kısmen zor bir işlemdir.

Tedis
Tedavi İzleme Sistemi

Sürüm: 2026.08.01

Gösterge Paneli
Bekleyen Uyarılar
Hastalar
Bildirimler
YZ Etiketleme
Tanımlar
Kullanıcı Yönetimi
Kayıt Defteri

App Test TR

Bildirimleri Duraklat Geri

Hasta Hasta X Hasta Y

Değişikliklere İzin Ver

Kurum
TEST KURUMU

Kimlik No
2222222222

Ad
Hasta X

Soyad
Hasta Y

E-posta
mail@nomail.com

Tel
+90(999)9999999

Doğum Tarihi
31.03.1988

Cinsiyet
☐ Kadın ☒ Erkek ☐ Diğer

Uyruk
TR - Türkiye

Hedef INR Aralığı
☒ 2.00-3.00 ☐ 2.50-3.50

Açıklama

Cihazlar Cihaz Türü Seri Cihaz Başlangıç Sonlandırma Sonlandırma Açıklama Kayıt İstatistikler

Tedis © 2026 Tedavi İzleme Sistemi Gizlilik Politikası

ADIM 6

Bildirimler

Admin, sistem genelindeki tüm bildirimleri görüntüleyebilir ve gerektiğinde yeni bildirim gönderebilir. Bu ekran, teknik destek veya duyuru amaçlı toplu iletişimde kullanılabilir.

**Tediz**
Tedavi İzleme Sistemi

Sürüm: 2026.08.01

Gösterge Paneli

Bekleyen Uyarılar

Hastalar

Bildirimler

YZ Etiketleme

Tanımlar

Kullanıcı Yönetimi

Kayıt Defteri

Bildirimler

App Test

TR

Bildirimler

+ Ekle

Başlangıç Tarihi

GG.AA.YYYY

Bitiş Tarihi

GG.AA.YYYY

Başlık	Gönderim Zamanı	Gönderici	Alıcı	Ekler	İşlemler
			Hasta X		
Deneme	2026-04-01		Hasta X Hasta Y		Ara
INR Bakınız	2026-04-01		Hasta X Hasta Y		Ara

Tediz © 2026 Tedavi İzleme Sistemi

[Gizlilik Politikası](#)

ADIM 7

Tanımlar — Kurum & Kuruluş

Admin, sistemdeki tüm kurum/kuruluş kayıtlarını (yaklaşık yüz kayıtlık bir referans kataloğu) görüntüler, ekleyebilir ve düzenleyebilir. Yeni bir sağlık kurumu Tedis'e dahil edileceğinde kaydı burada oluşturulur. Bu belgedeki görünüm gizlilik amacıyla test kurumuna filtrelenmiştir.

**Tedis**
Tedavi İzleme Sistemi

Sürüm: 2026.08.01

Gösterge Paneli

Bekleyen Uyarılar

Hastalar

Bildirimler

YZ Etiketleme

Tanımlar

Kullanıcı Yönetimi

Kayıt Defteri

Kurum & Kuruluş

App Test TR

Kurum & Kuruluş

+ Ekle

Kod	Ad	Adres	E-posta	Tel	Açıklama	İşlemler
9999	TEST KURUMU	Test mh. Test sokak	test@heartsapiens.art	999 888 77 65		

Tedis © 2026 Tedavi İzleme Sistemi

Gizlilik Politikası

ADIM 8

Tanımlar — Uygulama Sürümü

Bu ekran yalnızca admin rolüne açıktır ve mobil uygulamanın minimum/önerilen sürüm bilgisini yönetir. Buraya girilen değerler, mobil uygulamadaki sürüm kontrolü mekanizmasını besler: kullanıcı eski bir sürümdeyse yumuşak (ertelenip geçilebilir) veya zorunlu (uygulamayı kilitleyen) bir güncelleme uyarısı gösterilir. Bu, mağaza incelemesi süren bir güncellemenin henüz herkese ulaşmadığı dönemlerde dikkatli kullanılması gereken bir ayardır.

**Tediz**
Tedavi İzleme Sistemi

Sürüm: 2026.08.01

Gösterge Paneli

Bekleyen Uyarılar

Hastalar

Bildirimler

YZ Etiketleme

Tanımlar

Kullanıcı Yönetimi

Kayıt Defteri

Uygulama Sürümü

Android

Minimum Sürüm (Zorunlu)

260704

Bu build numarasının altındaki uygulamalar zorunlu güncelleme ekranı görür.

Güncel Sürüm (Önerilen)

260704

Bu build numarasının altındaki uygulamalar kapatılabilir bir hatırlatma görür.

Açıklama

Kaydet

iOS

Minimum Sürüm (Zorunlu)

260704

Bu build numarasının altındaki uygulamalar zorunlu güncelleme ekranı görür.

Güncel Sürüm (Önerilen)

260704

Bu build numarasının altındaki uygulamalar kapatılabilir bir hatırlatma görür.

Açıklama

Kaydet

Tediz © 2026 Tedavi İzleme Sistemi

[Gizlilik Politikası](#)

ADIM 9

Tanımlar — Cihazlar

VAD cihaz tipleri kataloğu; admin burada yeni cihaz modelleri ekleyebilir veya mevcutları düzenleyebilir. Bu katalog, kurum yöneticisi ve hekimlerin hasta cihaz kaydı oluştururken kullandığı referans listesidir.

**Tediz**
Tedavi İzleme Sistemi

Sürüm: 2026.08.01

Gösterge Paneli

Bekleyen Uyarılar

Hastalar

Bildirimler

YZ Etiketleme

Tanımlar

Kullanıcı Yönetimi

Kayıt Defteri

Cihazlar

[App Test](#)  TR 

Cihazlar

[+ Ekle](#)

Ad	Model	Açıklama	İşlemler
RELANTHEART	AVAD	ReliantHeart's LVAD, aVAD	  
HEARTWARE	HEARTWARE	HeartWare [Medtronic]	  
HEARTMATE III	HEARTMATE 3	HeartMate üçüncü seri [St. Jude - Thoratec - Abbot]	  
HEARTMATE II	HERATMATE 2	HeartMate ikinci seri [St. Jude - Thoratec - Abbot]	  
HEARTMATE I	HEARTMATE 1	HeartMate ilk seri [St. Jude - Thoratec - Abbot]	  

Tediz © 2026 Tedavi İzleme Sistemi [Gizlilik Politikası](#)

ADIM 10

Tanımlar — Olaylar

ICD10 tabanlı olay/tanı katalogu; admin, komplikasyon kayıtlarında kullanılacak yeni tanı kodlarını buraya ekleyebilir.

**Tediz**
Tedavi İzleme Sistemi

Sürüm: 2026.08.01

Gösterge Paneli

Bekleyen Uyarılar

Hastalar

Bildirimler

YZ Etiketleme

Tanımlar

Kullanıcı Yönetimi

Kayıt Defteri

Olaylar

App Test

TR

Olaylar

+ Ekle

Kod	Olay Adı	İşlemler
Z9989	Dependence on other enabling machines and devices	
Z9981	Dependence on supplemental oxygen	
Z993	Dependence on wheelchair	
Z992	Dependence on renal dialysis	
Z9912	Encounter for respirator [ventilator] dependence during power failure	
Z9911	Dependence on respirator [ventilator] status	
Z990	Dependence on aspirator	

Tediz © 2026 Tedavi İzleme Sistemi

Gizlilik Politikası

ADIM 11

Tanımlar – Gözlemler

Gözlem tipleri kataloğunun tam yönetimi admin rolündedir. Her gözlem tipinin arkasında kabul/uyarı mantığını belirleyen bir kural motoru (check_js/uyari_js) çalışır; yeni bir gözlem tipi eklemek veya mevcut birinin eşiklerini değiştirmek doğrudan klinik uyarı davranışını etkiler, bu yüzden dikkatli yapılmalıdır.

**Tediz**
Tedavi İzleme Sistemi

Sürüm: 2026.08.01

Gösterge Paneli

Bekleyen Uyarılar

Hastalar

Bildirimler

YZ Etiketleme

Tanımlar

Kullanıcı Yönetimi

Kayıt Defteri

Gözlemler

App Test

TR

+ Ekle

Ad	Açıklama	Veri Tipi	Kontrol Scripti	Uyarı Scripti	İşlemler
IMAGE	IMAGE				  
KANAMA	Aktif kanama veya morarma varlığı (INR ile birlikte girilir)	BOOLEAN		val == true	  
DİASTOLİK BASINÇ	Diastolik kan basıncı (mmHg)	LONG	(val > 30 && val < 150)	(val < 40 val > 90)	  
SİSTOLİK BASINÇ	Sistolik kan basıncı (mmHg)	LONG	(val > 60 && val < 300)	(val < 75 val > 120)	  
BOY	Hastanın cm olarak boyu.	LONG	(val > 64 && val < 221)	(val < 100 val > 200)	  
KİLO	Hasta kütlesi (kg)	DOUBLE	(val > 10 && val < 120)	(val < 10 val > 100)	  
PI	Power Index	DOUBLE	val >= 0 && val <= 20	(cihaz == 'HEARTMATE III' and val >= 10) or (cihaz == 'HEARTWARE' and val < 2.0)	  
RPM	Devir/dakika	LONG	val == 0 (val >= 1800 && val <= 9000)	val == 0	  
WATT	Watt	DOUBLE	val >= 0 && val <= 25	(cihaz == 'HEARTWARE' and val >= 16) or (cihaz == 'HEARTMATE III' and val >= 10) or (cihaz == null and val >= 16)	  

Tediz © 2026 Tedavi İzleme Sistemi

Gizlilik Politikası

ADIM 12

Tanımlar — Tedavi Sonuçları

Tedavi sonlanma tiplerinin (cihaz sonlandırır / hasta pasif eder) tanımlandığı kataloğun tam yönetimi burada yapılır.

 **Tedisi**
Tedavi İzleme Sistemi

Sürüm: 2026.08.01

Gösterge Paneli

Bekleyen Uyarılar

Hastalar

Bildirimler

YZ Etiketleme

Tanımlar

Kullanıcı Yönetimi

Kayıt Defteri

Tedavi Sonuçları

App Test TR

Tedavi Sonuçları

+ Ekle

Kod	Ad	Cihaz Sonlandırır	Hasta Pasif Eder	İşlemler
iyileşme	Tam iyileşme	Evet	Evet	  
vefat	Vefat	Evet	Evet	  
transplantasyon	Transplantasyon	Evet	Evet	  
cihaz değişimi	Cihaz Değişimi	Evet	Hayır	  
ilaç tedavisi	Medikal Tedavi	Hayır	Hayır	  

Tedisi © 2026 Tedavi İzleme Sistemi

Gizlilik Politikası

ADIM 13

Tanımlar — Tedaviler

İlaç/tedavi kataloğunun tam yönetimi (ekleme, düzenleme, TİTCK senkronizasyonu) admin rolünde yapılır. Warfarin gibi kritik ilaçların kod (B01AA03), etkin madde ve uyarı bilgileri bu katalogdan tüm sisteme yayılır; buradaki bir hata tüm kurumları etkiler.

**Tediz**
Tedavi İzleme Sistemi

Sürüm: 2026.08.01

Gösterge Paneli

Bekleyen Uyarılar

Hastalar

Bildirimler

YZ Etiketleme

Tanımlar

Kullanıcı Yönetimi

Kayıt Defteri

Tedaviler

App Test TR

Tedaviler

Medikal Fizik Tedavi Cerrahi Diyet Psikoterapi

TİTCK Senkron + Ekle

Kod	Ad	Barkod	Etkin Madde	Uyarı	İşlemler
C01BB01	% 0,4 LIDODEKS %5 DEKSTROZ İÇİNDE İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ, 250 ML SETLİ	8699606695219	lidokain hidroklorür		
C01BB01	% 0,4 LIDODEKS %5 DEKSTROZ İÇİNDE İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ, 250 ML SETSİZ	8699606694786	lidokain hidroklorür		
C01BB01	% 0,4 LIDODEKS %5 DEKSTROZ İÇİNDE İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ, 500 ML SETLİ	8699606695226	lidokain hidroklorür		
C01BB01	% 0,4 LIDODEKS %5 DEKSTROZ İÇİNDE İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ, 500 ML SETSİZ	8699606694793	lidokain hidroklorür		
	% 0,8 LIDODEKS %5				

Tediz © 2026 Tedavi İzleme Sistemi Gizlilik Politikası

ADIM 14

Kullanıcı Yönetimi

Admin, sistemdeki tüm kullanıcıları (hekim, kurum yöneticisi, diğer adminler) görüntüleyip yönetebilir; bu, kurum yöneticisinin yalnızca kendi kurumuyla sınırlı görünümünden daha geniştir. Gizlilik nedeniyle bu belgedeki görünüm "test" ile filtrelenmiştir. Yeni bir kurum kaydedildiğinde, o kuruma ilk hekim/yönetici hesabının açılması genellikle admin tarafından yapılır.

**Tediz**
Tedavi İzleme Sistemi

Sürüm: 2026.08.01

Gösterge Paneli

Bekleyen Uyarılar

Hastalar

Bildirimler

YZ Etiketleme

Tanımlar

Kullanıcı Yönetimi

Kayıt Defteri

Kullanıcı ve Yetki İşlemleri

App Test

TR

Kullanıcı ve Yetki İşlemleri

+ Ekle

Kurum	Kullanıcı Adı	Ad	Soyad	E-posta	İşlemler
test					
Kayıt Bulunamadı					

Tediz © 2026 Tedavi İzleme Sistemi

[Gizlilik Politikası](#)

ADIM 15

Yeni Kullanıcı Ekleme

Admin, bu formdan yeni bir kullanıcı hesabı oluşturabilir ve ROLE_ADMIN dahil istediği rolü atayabilir. Diğer rollerin (kurum yöneticisi, hekim) yeni kullanıcı oluştururken ROLE_ADMIN yetkisi atayamaması, sistemin kendi kendine yetki yükseltmesini engelleyen bir güvenlik kuralıdır.

The screenshot shows the 'Kullanıcı ve Yetki İşlemleri' (User and Permission Operations) section of the Tedis system. A modal window titled 'Kullanıcı ve Yetki İşlemleri — Ekle' (Add User and Permission Operations) is open, displaying a form to add a new user. The form includes the following fields and options:

- Kurum:** A dropdown menu with the text 'Seçiniz...' (Select...).
- Kullanıcı Adı:** A text input field with the placeholder 'Kullanıcı Adı'.
- Ad:** A text input field with the placeholder 'Ad'.
- Soyad:** A text input field with the placeholder 'Soyad'.
- E-posta:** A text input field with the placeholder 'kullanici.adi@mail.com'.
- Roller:** A list of roles with checkboxes:
 - ☐ Kullanıcı
 - ☐ Kurum Yöneticisi
 - ☐ Admin

At the bottom of the modal, there are two buttons: 'Kaydet' (Save) in blue and 'Temizle' (Clear) in orange. The background shows the main interface of the Tedis system, including a sidebar with navigation options like 'Gösterge Paneli', 'Bekleyen Uyarılar', 'Hastalar', 'Bildirimler', 'YZ Etiketleme', 'Tanımlar', 'Kullanıcı Yönetimi', and 'Kayıt Defteri'.

Kayıt Defteri — Hata Logları

Yalnızca admin rolüne açık olan bu ekran, sistemdeki API çağrılarının hata kayıtlarını (hangi metodun, ne zaman, ne kadar sürede çalıştığı ve başarılı olup olmadığı) listeler. Tarih aralığı ve operasyon süresi gibi filtrelerle sorun giderme yaparken belirli bir zaman dilimine odaklanabilirsiniz. Gizlilik nedeniyle bu belgede "Kullanıcı" sütunu maskelenmiştir; gerçek kullanımda burada işlemi yapan kullanıcının adı görünür.

Tediz
Tedavi İzleme Sistemi

Sürüm: 2026.08.01

- Gösterge Paneli
- Bekleyen Uyarılar
- Hastalar
- Bildirimler
- YZ Etiketleme
- Tanımlar
- Kullanıcı Yönetimi
- Kayıt Defteri**

Kayıt Defteri

App Test
TR

Hata Logları
Tıbbi Veri Erişim Kaydı

Log Filtreleme

Filtre Ekranını Aç

Loglar

Kullanıcı	Method Adı	Operasyon Zamanı	Operasyon Süresi (ms)	Sonuç	İşlemler
	NitGozlemDegerRest.getImageById(..)	2026-08-01 13:36:03		fail	
	NitGozlemDegerRest.getImageById(..)	2026-08-01 13:35:26		fail	
	NitGozlemDegerRest.getImageById(..)	2026-08-01 13:31:12		fail	
	NitGozlemDegerRest.getImageById(..)	2026-08-01 13:30:36		fail	
	NitGozlemDegerRest.getImageById(..)	2026-08-01 13:29:15		fail	
	NitGozlemDegerRest.getImageById(..)	2026-08-01 13:28:38		fail	
	NitGozlemDegerRest.getImageById(..)	2026-08-01 12:53:28		fail	

Tediz — Heartsapiens Medikal Teknoloji A.Ş.

18

ADIM 17

Kayıt Defteri — Tıbbi Veri Erişim Kaydı

"Kayıt Defteri" içindeki bu ikinci sekme, hasta verisine kimin, ne zaman, hangi işlemle (READ gibi) ve hangi IP adresinden eriştiğini kaydeder — bu, tıbbi veri erişimlerinin denetlenebilir olmasını sağlayan uyum/güvenlik kayıdır. Her satır bir erişim olayını temsil eder ve "Varlık Tipi"/"Varlık ID" ile hangi kayda erişildiği izlenebilir. Gizlilik nedeniyle "Kullanıcı" sütunu bu belgede maskelenmiştir.

**Tediz**
Tedavi İzleme Sistemi

Sürüm: 2026.08.01

Gösterge Paneli

Bekleyen Uyarılar

Hastalar

Bildirimler

YZ Etiketleme

Tanımlar

Kullanıcı Yönetimi

Kayıt Defteri

Kayıt Defteri

App Test TR

Hata Logları

Tıbbi Veri Erişim Kaydı

Erişim Kaydı Filtreleme

Filtre Ekranını Aç

Tıbbi Veri Erişim Kaydı

Erişim Zamanı	Kullanıcı	İşlem	Varlık Tipi	Varlık ID	IP Adresi	İşlemler
2026-08-01 10:53:54		READ	HASTA	25986553	0:0:0:0:0:0:0:1	
2026-08-01 10:36:54		READ	HASTA	25986553	0:0:0:0:0:0:0:1	
2026-08-01 10:36:14		READ	HASTA	25986553	0:0:0:0:0:0:0:1	
2026-08-01 10:35:39		READ	HASTA	25986553	0:0:0:0:0:0:0:1	
2026-08-01 10:35:03		READ	HASTA	25986553	0:0:0:0:0:0:0:1	
2026-08-01 10:30:49		READ	HASTA	25986553	0:0:0:0:0:0:0:1	
2026-08-01 10:30:12		READ	HASTA	25986553	0:0:0:0:0:0:0:1	


Tediz © 2026 Tedavi İzleme Sistemi

Gizlilik Politikası

ADIM 18

YZ Etiketleme

Bu ekran, driveline (kablo çıkış yeri) yara fotoğraflarının yapay zeka model eğitimi için etiketlenmesinde kullanılır. "Kuyrukta", "Etiketlediğim" ve "Uyuşmazlık" sayaçları, size atanmış etiketleme işini ve iki farklı etiketleyicinin aynı görüntüye farklı etiket verdiği (hakem gerektiren) durumları özetler. Admin ve hekim rolleri bu ekrana erişebilir; hasta rolü erişemez.



ADIM 19

Hesabım

Admin hesabınızın kullanıcı adı, ad-soyad, e-posta ve rol bilgilerini görüntüleyip şifrenizi güncelleyebileceğiniz sayfa.

 **Tediz**
Tedavi İzleme Sistemi

Sürüm: 2026.08.01

[Gösterge Paneli](#)
[Bekleyen Uyarılar](#)
[Hastalar](#)
[Bildirimler](#)
[YZ Etiketleme](#)
[Tanımlar](#)
[Kullanıcı Yönetimi](#)
[Kayıt Defteri](#)

Hesabım

Hesap Detayları

Kullanıcı Adı
admin.test@example.com

Şifre
Şifre

Şifre (Onayla)
Şifre (Onayla)

Ad
App Test

Soyad
Admin

E-Posta
admin.test@example.com

Roller
☒ Admin
☐ Kurum Yöneticisi
☐ Kullanıcı
☐ Hasta

Güncelle

Temizle

E-posta Adresini Değiştir

Tediz © 2026 Tedavi İzleme Sistemi

[Gizlilik Politikası](#)