



Tedis Web Uygulaması Kullanım Kılavuzu

Kurum Yöneticisi

Oluşturulma tarihi: 2026-08-01


İçindekiler

1. Gösterge Paneli
2. Bekleyen Uyarılar
3. Hastalar Listesi
4. Yeni Hasta Ekleme
5. Hasta Detay Sayfası
6. Bildirimler
7. Tanımlar — Kurum & Kuruluş
8. Tanımlar — Cihazlar
9. Tanımlar — Olaylar
10. Tanımlar — Gözlemler
11. Tanımlar — Tedavi Sonuçları
12. Tanımlar — Tedaviler
13. Kullanıcı Yönetimi
14. Hesabım

ADIM 1

Gösterge Paneli

Kurum Yöneticisi olarak giriş yaptığınızda karşınıza çıkan Gösterge Paneli, yalnızca kendi kurumunuza ait üç özet sayıyı gösterir: Kurum Kuruluş Sayısı, Hasta Sayısı ve Kullanıcı Sayısı. Altındaki grafik, sunucunun genel sistem kullanımını (CPU/HDD/RAM) izlemenizi sağlar; bu teknik bir gösterge olup klinik veri içermez. Sol menü, yönetici rolünüze uygun beş ana başlık sunar: Gösterge Paneli, Bekleyen Uyarılar, Hastalar, Bildirimler, Tanımlar ve Kullanıcı Yönetimi.



ADIM 2

Bekleyen Uyarılar

Bu ekran, kurumunuzdaki hastalar için henüz işleme alınmamış tüm klinik uyarıları (gözlem aralığı dışı değerler, kaçan doz uyumu vb.) listeler. Liste, doktorların sorumlu olduğu hastalarla sınırlı değildir — kurum yöneticisi olarak kurumunuzdaki tüm bekleyen uyarıları görebilirsiniz; bu da genel operasyonel takip ve iş yükü dağılımı için kullanışlıdır. Bir satıra tıklayarak uyarı detayına, ilgili hastaya ve sorumlu hekimlere ulaşabilirsiniz.

**Tediz**
Tedavi İzleme Sistemi

Sürüm: 2026.08.01

Gösterge Paneli

Bekleyen Uyarılar

Hastalar

Bildirimler

Tanımlar

Kullanıcı Yönetimi

Bekleyen Uyarılar

 **Hasta X Hasta Y**
INR

01.08.2026 12:15:42 >

Tediz © 2026 Tedavi İzleme Sistemi

[Gizlilik Politikası](#)

ADIM 3

Hastalar Listesi

Kurumunuza kayıtlı tüm hastaları buradan görüntüler, Kimlik No / Açıklama / Ad / Soyad / Doğum Tarihi / Uyruk alanlarına göre arama yapabilirsiniz. Sağ üstteki "+ Ekle" butonu yeni bir hasta kaydı oluşturmanızı sağlar. Her satırdaki büyüteç simgesi hastanın detay sayfasını açar. Kurum yöneticisi, yalnızca kendi kurumundaki hastaları görür ve yönetir; başka kurumların hasta verisine erişimi yoktur.

**Tediz**
Tedavi İzleme Sistemi

Sürüm: 2026.08.01

Gösterge Paneli

Bekleyen Uyarılar

Hastalar

Bildirimler

Tanımlar

Kullanıcı Yönetimi

Hastalar

[App Test](#) TR 

Hastalar

+ Ekle

Doğum Tarihi Başlangıcı

GG.AA.YYYY

Doğum Tarihi Bitişi

GG.AA.YYYY

Kimlik No	Açıklama	Ad	Soyad	Doğum Tarihi	Uyruk	İşlemler
Q	Q	Q	Q	Q	Q	
2222222222	Test için kurum tarafından oluşturuldu	Hasta X	Hasta Y	1988-03-31	TR	
12345678900	Uygulama mağazaları için oluşturulmuş test kullanı	App Test	User	2000-01-01	TR	

Tediz © 2026 Tedavi İzleme Sistemi

[Gizlilik Politikası](#)

ADIM 4

Yeni Hasta Ekleme

" + Ekle " butonuna basıldığında açılan bu form ile yeni bir hasta kaydı oluşturabilirsiniz. Kurum alanı otomatik olarak kendi kurumunuza sabitlenir ve değiştirilemez. Kimlik No, ad, soyad, e-posta, telefon ve doğum tarihi zorunlu temel alanlardır; Hedef INR Aralığı burada belirlenirse, hastaya ileride açılacak her yeni warfarin kaydı bu değeri varsayılan olarak devralır. Açıklama alanı, hasta hakkında kuruma özel notlar için kullanılabilir.

**Tediz**
Tedavi İzleme Sistemi

Sürüm: 2026.08.01

Gösterge Paneli

Bekleyen Uyarılar

Hastalar

Bildirimler

Tanımlar

Kullanıcı Yönetimi

Hasta Detay Sayfası

App Test TR

Geri

Yeni Hasta

Değişikliklere İzin Ver

Kurum

TEST KURUMU

Kimlik No

Ad

Soyad

E-posta

Tel

Doğum Tarihi

Cinsiyet

Uyruk

Hedef INR Aralığı

Açıklama

Tediz © 2026 Tedavi İzleme Sistemi

Gizlilik Politikası

ADIM 5

Hasta Detay Sayfası

Bir hastanın satırındaki büyüteç simgesine tıklandığında bu detay sayfası açılır. Üstte hastanın kimlik bilgileri, kurumu ve hedef INR aralığı yer alır; "Değişikliklere İzin Ver" kilidini açarak bu bilgileri güncelleyebilirsiniz. Sağ üstteki "Bildirimleri Duraklat" seçeneği, örneğin hastane yatışı veya benzeri bir dönemde hastaya giden otomatik bildirim/e-posta akışını geçici olarak durdurmanızı sağlar. Alt kısımdaki sekmeler (Cihazlar, Warfarin, İlaç Programı vb.) klinik detaylardır; bunların ayrıntılı kullanımı Doktor kılavuzunda anlatılmaktadır, çünkü günlük klinik takip esas olarak hekim tarafından yürütülür.

 **Tediz**
Tedavi İzleme Sistemi

Sürüm: 2026.08.01

Gösterge Paneli

Bekleyen Uyarılar

Hastalar

Bildirimler

Tanımlar

Kullanıcı Yönetimi

Bildirimleri Duraklat

Geri

Hasta Hasta X Hasta Y

Değişikliklere İzin Ver

Kurum

TEST KURUMU

Kimlik No

22222222222

Ad

Hasta X

Soyad

Hasta Y

E-posta

mail@nomail.com

Tel

+90(999)9999999

Doğum Tarihi

31.03.1988

Cinsiyet

☐ Kadın ☒ Erkek ☐ Diğer

Uyruk

TR - Türkiye

Hedef INR Aralığı

☒ 2.00-3.00 ☐ 2.50-3.50

Açıklama

Cihazlar

Cihaz Türü

Seri

Cihaz

Başlangıç

Sonlandırma

Sonlandırma

Açıklama

Kayıt

İşlemler

Tediz © 2026 Tedavi İzleme Sistemi

Gizlilik Politikası

ADIM 6

Bildirimler

Bu üst-düzey Bildirimler ekranı, kurum içinde gönderilmiş/alınmış tüm uygulama-içi bildirimleri listeler (hasta bazlı sekmedeki bildirimlerden farklı olarak genel bir gelen/giden kutusu gibi çalışır). "+ Ekle" ile başlık, alıcı ve içerik belirterek yeni bir bildirim gönderebilir; Başlık, Gönderici ve Alıcı alanlarına göre arama yapabilirsiniz.

**Tediz**
Tedavi İzleme Sistemi

Sürüm: 2026.08.01

Gösterge Paneli

Bekleyen Uyarılar

Hastalar

Bildirimler

Tanımlar

Kullanıcı Yönetimi

Bildirimler

App Test TR

Bildirimler

+ Ekle

Başlangıç Tarihi

GG.AA.YYYY

Bitiş Tarihi

GG.AA.YYYY

Başlık	Gönderim Zamanı	Gönderici	Alıcı	Eklr	İşlemler

Kayıt Bulunamadı

Tediz © 2026 Tedavi İzleme Sistemi

[Gizlilik Politikası](#)

ADIM 7

Tanımlar — Kurum & Kuruluş

"Tanımlar" menüsü altındaki bu ekran, sistemdeki kurum/kuruluş kayıtlarını listeler (kod, ad, adres, e-posta, telefon, açıklama). Kurum yöneticisi burada kendi kurumunu görüntüleyebilir ve düzenleyebilir; bu belgede gösterilen görünüm gizlilik amacıyla yalnızca test kurumuna filtrelenmiştir — gerçek kurulumda burada kurumunuzun tam adı, adresi ve iletişim bilgileri yer alır.

**Tediz**
Tedavi İzleme Sistemi

Sürüm: 2026.08.01

Gösterge Paneli

Bekleyen Uyarılar

Hastalar

Bildirimler

Tanımlar

Kullanıcı Yönetimi

Kurum & Kuruluş

App Test TR

Kurum & Kuruluş

Kod	Ad	Adres	E-posta	Tel	Açıklama	İşlemler
9999	TEST KURUMU	Test mh. Test sokak	test@heartsapiens.art	999 888 77 65		

Tediz © 2026 Tedavi İzleme Sistemi

[Gizlilik Politikası](#)

ADIM 8

Tanımlar – Cihazlar

Bu katalog ekranı, sistemde tanımlı VAD cihaz tiplerini (ör. HeartMate 3, HVAD) listeler. Bu, hastalara atanan fiziksel cihazlardan farklıdır — burada tanımlanan kayıtlar, hasta cihaz kaydı oluşturulurken seçilebilecek referans cihaz tiplerinin kataloğudur. Yeni bir cihaz modeli sisteme eklenmesi gerektiğinde bu ekrandan yapılır.

**Tediz**
Tedavi İzleme Sistemi

Sürüm: 2026.08.01

Gösterge Paneli

Bekleyen Uyarılar

Hastalar

Bildirimler

Tanımlar

Kullanıcı Yönetimi

Cihazlar

App Test TR

Cihazlar

+ Ekle

Ad	Model	Açıklama	İşlemler
RELIANTHEART	AVAD	ReliantHeart's LVAD, aVAD	
HEARTWARE	HEARTWARE	HeartWare [Medtronic]	
HEARTMATE III	HEARTMATE 3	HeartMate üçüncü seri [St. Jude - Thoratec - Abbot]	
HEARTMATE II	HERATMATE 2	HeartMate ikinci seri [St. Jude - Thoratec - Abbot]	
HEARTMATE I	HEARTMATE 1	HeartMate ilk seri [St. Jude - Thoratec - Abbot]	

Tediz © 2026 Tedavi İzleme Sistemi

[Gizlilik Politikası](#)

ADIM 9

Tanımlar – Olaylar

Bu ekran, komplikasyon kayıtlarında kullanılan olay/tanı kataloğunu (ICD10 kodlarına dayalı) listeler. Bir hastanın Komplikasyonlar sekmesinde yeni bir kayıt açılırken "Olay" alanı bu katalogdan seçilir. Kod, ad ve tanım bazında arama yapabilirsiniz.

**Tediz**
Tedavi İzleme Sistemi

Sürüm: 2026.08.01

Gösterge Paneli

Bekleyen Uyarılar

Hastalar

Bildirimler

Tanımlar

Kullanıcı Yönetimi

Olaylar

App Test

TR

Olaylar

Ekle

Kod	Olay Adı	İşlemler
Q	Q	
Z9989	Dependence on other enabling machines and devices	
Z9981	Dependence on supplemental oxygen	
Z993	Dependence on wheelchair	
Z992	Dependence on renal dialysis	
Z9912	Encounter for respirator [ventilator] dependence during power failure	
Z9911	Dependence on respirator [ventilator] status	
Z990	Dependence on aspirator	

Tediz © 2026 Tedavi İzleme Sistemi

Gizlilik Politikası

ADIM 10

Tanımlar – Gözlemler

Gözlem tipleri kataloğu (INR, kilo, tansiyon, cihaz parametreleri gibi) burada yönetilir. Her gözlem tipinin arkasında, kabul edilebilir değer aralığını ve uyarı eşiklerini belirleyen bir kural mantığı çalışır; bu nedenle yeni bir gözlem tipi eklemek klinik açıdan dikkat gerektiren bir işlemdir ve genellikle sistem yöneticisiyle koordineli yapılır.

**Tediz**
Tedavi İzleme Sistemi

Sürüm: 2026.08.01

Gösterge Paneli

Bekleyen Uyarılar

Hastalar

Bildirimler

Tanımlar

Kullanıcı Yönetimi

Gözlemler

App Test

TR

Gözlemler

Ad	Açıklama	Veri Tipi	Kontrol Scripti	Uyarı Scripti	İşlemler
IMAGE	IMAGE				
KANAMA	Aktif kanama veya morarma varlığı (INR ile birlikte girilir)	BOOLEAN		val == true	
DİASTOLİK BASINÇ	Diastolik kan basıncı (mmHg)	LONG	(val > 30 && val < 150)	(val < 40 val > 90)	
SİSTOLİK BASINÇ	Sistolik kan basıncı (mmHg)	LONG	(val > 60 && val < 300)	(val < 75 val > 120)	
BOY	Hastanın cm olarak boyu.	LONG	(val > 64 && val < 221)	(val < 100 val > 200)	
KİLO	Hasta kütlesi (kg)	DOUBLE	(val > 10 && val < 120)	(val < 10 val > 100)	
PI	Power Index	DOUBLE	val >= 0 && val <= 20	(cihaz == 'HEARTMATE III' and val >= 10) or (cihaz == 'HEARTWARE' and val < 2.0)	
RPM	Devir/dakika	LONG	val == 0 (val >= 1800 && val <= 9000)	val == 0	
WATT	Watt	DOUBLE	val >= 0 && val <= 25	(cihaz == 'HEARTWARE' and val >= 16) or (cihaz == 'HEARTMATE III' and val >= 10) or (cihaz == null and val >= 16)	

Tediz © 2026 Tedavi İzleme Sistemi

Gizlilik Politikası

ADIM 11

Tanımlar — Tedavi Sonuçları

Bu katalog, bir tedavinin sonlanma biçimlerini (ör. cihaz sonlandırır, hasta pasif eder) tanımlar. Hasta kaydında "Tedavi Sonuç" alanı doldurulurken bu listeden seçim yapılır; bu, hastanın tedavi sürecinin idari olarak nasıl kapandığını izlemek için kullanılır.

**Tedisi**
Tedavi İzleme Sistemi

Sürüm: 2026.08.01

Gösterge Paneli

Bekleyen Uyarılar

Hastalar

Bildirimler

Tanımlar

Kullanıcı Yönetimi

Tedavi Sonuçları

App Test TR

Tedavi Sonuçları

+ Ekle

Kod	Ad	Cihaz Sonlandırır	Hasta Pasif Eder	İşlemler
iyileşme	Tam iyileşme	Evet	Evet	  
vefat	Vefat	Evet	Evet	  
transplantasyon	Transplantasyon	Evet	Evet	  
cihaz değişimi	Cihaz Değişimi	Evet	Hayır	  
ilaç tedavisi	Medikal Tedavi	Hayır	Hayır	  

Tedisi © 2026 Tedavi İzleme Sistemi

Gizlilik Politikası

ADIM 12

Tanımlar — Tedaviler

Bu ekran, sistemdeki tüm ilaç/tedavi kataloğunu (Medikal, Fizik Tedavi, Cerrahi, Diyet, Psikoterapi sekmeleri halinde) listeler. Medikal sekmesindeki kayıtlar TİTCK ilaç listesiyle senkronize edilir ve her ilacın kodu (ör. warfarin için B01AA03), barkodu ve etkin maddesi burada görünür. Bir hastaya warfarin veya daimi ilaç atanırken seçilen tedavi bu katalogdan gelir.

**Tedis**
Tedavi İzleme Sistemi

Sürüm: 2026.08.01

Gösterge Paneli

Bekleyen Uyarılar

Hastalar

Bildirimler

Tanımlar

Kullanıcı Yönetimi

Tedaviler

App Test TR

Tedaviler

Medikal Fizik Tedavi Cerrahi Diyet Psikoterapi

TITCK Senkron

+ Ekle

Kod	Ad	Barkod	Etkin Madde	Uyarı	İşlemler
C01BB01	% 0,4 LIDODEKS %5 DEKSTROZ İÇİNDE İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ, 250 ML SETLİ	8699606695219	lidokain hidroklorür		
C01BB01	% 0,4 LIDODEKS %5 DEKSTROZ İÇİNDE İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ, 250 ML SETSİZ	8699606694786	lidokain hidroklorür		
C01BB01	% 0,4 LIDODEKS %5 DEKSTROZ İÇİNDE İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ, 500 ML SETLİ	8699606695226	lidokain hidroklorür		
C01BB01	% 0,4 LIDODEKS %5 DEKSTROZ İÇİNDE İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ, 500 ML SETSİZ	8699606694793	lidokain hidroklorür		
	% 0,8 LIDODEKS %5				

Tedis © 2026 Tedavi İzleme Sistemi

Gizlilik Politikası

ADIM 13

Kullanıcı Yönetimi

Bu ekran, kurumunuzdaki tüm kullanıcı hesaplarını (hekimler, diğer yöneticiler) listeler; büyüteç, kalem ve çöp kutusu simgeleriyle sırasıyla görüntüleme, düzenleme ve pasife alma işlemleri yapılabilir. Kurum yöneticisi olarak yeni bir hekim hesabı oluşturmak, mevcut bir kullanıcının rolünü güncellemek veya kurumdan ayrılan bir kullanıcıyı pasife almak buradan yapılır. Gizlilik nedeniyle bu belgedeki görünüm yalnızca test hesaplarını göstermektedir; gerçek kullanımda kurumunuzdaki tüm hekim ve yönetici hesapları burada listelenir.

 **Tediz**
Tedavi İzleme Sistemi

Sürüm: 2026.08.01

Gösterge Paneli

Bekleyen Uyarılar

Hastalar

Bildirimler

Tanımlar

Kullanıcı Yönetimi

Kullanıcı ve Yetki İşlemleri

App Test

TR

Kullanıcı ve Yetki İşlemleri

Kullanıcı Adı	Ad	Soyad	E-posta	İşlemler
test				
doctor.test@example.com	App Test	Doctor	doctor.test@example.com	  
manager.test@example.com	App Test	Manager	manager.test@example.com	  
mock.sorumlu@tediz.test	Mock	Sorumlu	mock.sorumlu@tediz.test	  

Tediz © 2026 Tedavi İzleme Sistemi

[Gizlilik Politikası](#)

ADIM 14

Hesabım

Kendi hesap bilgilerinizi (kullanıcı adı, ad-soyad, e-posta, roller) görüntüleyip şifrenizi güncelleyebileceğiniz sayfadır. E-posta değişikliği, güvenlik amacıyla mevcut şifrenizin girilmesini gerektirir.

**Tediz**
Tedavi İzleme Sistemi

Sürüm: 2026.08.01

Gösterge Paneli

Bekleyen Uyarılar

Hastalar

Bildirimler

Tanımlar

Kullanıcı Yönetimi

Hesabım

[App Test](#)  

Hesap Detayları

Kullanıcı Adı

manager.test@example.com

Şifre

Şifre

Şifre (Onayla)

Şifre (Onayla)

Ad

App Test

Soyad

Manager

E-Posta

manager.test@example.com

Roller

☒ Kurum Yöneticisi

☐ Kullanıcı

☐ Hasta

Güncelle

Temizle

E-posta Adresini Değiştir

Tediz © 2026 Tedavi İzleme Sistemi

[Gizlilik Politikası](#)